

Ciorapi Oedema Twin 35 bumbac banda cls 3+





Ciorapi Oedema Twin 35 bumbac varf deschis(soseta+banda adeziva) ,compresia 3+ (20-36 mmHg)Produs FRANTA Din bumbac! Set ciorapi medicinali varice pentru o compresie reglabila in functie de necesitati! Setul Oedema TWIN 35 este recomandat pacientilor cu tulburari trofice compensate.

Rating: Nu a fost evaluat încă?

Pret:

Modificator de variante de pre?:

100,84 lei

Pre?ul de vanzare cu reducere:

120,00 lei

Reducere:

TVA: 19,16 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Ciorapi medicinali compresivi Oedema Twin 35 bumbac - varf deschis - (soseta+banda adeziva) compresia 3+ (20-36 mmHg) pentru femei si barbati.

Din bumbac ! Set ciorapi medicinali varice pentru o compresie reglabila in functie de necesitati ! Setul Oedema TWIN 35 este recomandat pacientilor cu tulburari trofice compensate.

Indicatii :

° varice, umflături, după chirurgie flebologică și scleroterapie,

° pigmentare, eczemă venoasă, ulcer cicatrizat,

° tromboză venoasă profundă,

° tulbur?ri venoase severe în sarcin?,

° insuficienta limfatica moderata sau severa , tratament pentru TVS ?i TVP,

° preven?ie ?i tratament al sindromului post- trombotic moderat sau sever.

Urmati indicatiile medicului dumneavoastra :

Oedema TWIN 35 este disponibil in varianta :

soseta + ciorap cu banda adeziva bumbac cu varf deschis

negru , lama .

Culori :



S/N S/L M/N M/L L/N L/L

Masuri :

Descriere :

Gama Oedema TWIN dezvoltata de laboratoarele KREUSSLER este unica si originala la ora

actuala . Ea permite tratarea patologiilor venoase reglarea unei strangeri si compresii elastice

superioare clasei de compresie 2

Setul Oedema TWIN 35 este disponibil in variantele :

a) O soseta de compresie elastica clasa 1 (10-15 mmHg)+ un ciorap cu banda adeziva

de compresie clasa 2 (15-20 mmHg), care se pune peste soseta de contentie .

Soseta de contentie elastica care se aplica direct pe pielea piciorului este tratata in partea

exterioara cu silicon pentru a facilita ca al doilea ciorap care se suprapune primului ,sa alunece

usor peste soseta .

Beneficiile suprapunerii celor 2 perechi de ciorapi de compresie duce la o compresie

cumulativa , in functie de necesitatile si indicatiile medicale particulare fiecarui pacient ,

ajungandu-sa la o compresie 3 / 3+ / 4 /

AVANTAJUL.....ESTE CA montarea ciorapului medicinal devine usoara cu Oedema

TWIN. Cu cat forta de compresie a unui ciorap este mai ridicata, cu atat este mai greu si de pus

pe picior. Astfel, suprapunand doua perechi de ciorapi cu o compresie diferita, obtinem exact

compresia puternica de care avem nevoie, dar ne va fi extrem de usor sa il incaltam.

Important :Incaltarea de dimineata , cu ansamblul de soseta + soseta , ciorap cu banda sau

dres de compresie impune o grija speciala ,evitand sa se traga prea tare si sa se aseza fara

pliuri .

Toata gama Oedema se intretine foarte usor, ciorapii putand fi spalati la masina

Intretinere :

de spalat pe un program scurt la maxim 40 de grade. Atentie: ciorapii nu trebuie supusi unui

program de uscare; Imediat dupa spalare, acestia trebuie uscati in conditii naturale.

in functie de dimensiunile piciorului Dumneavoastra:

Alegeti marimea

a. Aflati lungimea piciorului Dumneavoastra si alegeti varianta de ciorap NORMAL daca

lungimea este mai mica de 75 cm sau LONG daca lungimea este mai mare sau egala cu 75 de

cm

b. Masurati circumferinta gleznei (b);

c. Masurati circumferinta gambei (c);

(b) CIRCUMFERINTA GLEZNEI

	18 à 20 cm	20 à 21 cm	21 à 23 cm	23 à 24 cm	24 à 27 cm
< 36 cm	SMALL (a) Normal ou Long				
de 36 à 39 cm		MEDIUM (a) Normal ou Long			
> 39 cm				LARGE (a) Normal ou Long	

CIRCUMFERINTA GAMBEI

