

Pansament tubular EPITACT DIGITUBES® EPITHELIUM 26® - FRANTA



PANSAMENTUL " DIGITUBES® " este o protectie brevetata, foarte fina, realizata din Epitelium 26R Rezultatul :este ca formarea bataturilor (ingrosarilor pielii) sau bataturilor dintre degete este limitata , aparitia basicilor este evitata si durerea suprimata .El raspandeste presiunea si inhiba frecarea exersata asupra degetului dv .

Rating: Nu a fost evaluat încă?

Pret:

Modificator de variante de pre?:

47,90 lei

Pre?ul de vanzare cu reducere:

57,00 lei

Reducere:

TVA: 9,10 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

PANSAMENTUL " DIGITUBES® " este o protectie brevetata, foarte fina, realizata din Epitelium 26R

El raspandeste presiunea si inhiba frecarea exersata asupra degetului dv .Rezultatul este ca formarea bataturilor (ingrosarilor pielii) sau bataturilor dintre degete este limitata, aparitia basicilor este evitata si durerea suprimata .

Un deget dureros ? O batatura sau o ingrosare intre degetele piciorului ?

Folositi **Digitubes® EPITACT®** care datorita gelului Epithelium 26® din care e format evita batatura si durerile legate de frecarea excesiva a degetului.

Digitubes® este atat de fin incat poate fi purtat in pantofi escarpin. Marele avantaj in afara de finete, este ca poate fi spalat si reutilizat. Este o solutie discreta, eficace si economica. Intoarceti Digitub pe fata obtinand un manson si sa il puneti pe deget positionand gelul de Epithelium TM in contact cu zona ce doriti sa o protejati.

° 1 cm de Epithelium 26® este suficient sa vindece presiunile si sa previna formarea bataturilor pe degete si dintre degetele piciorulu

- ° **Elasticitatea si finetea tesaturii contribuie la confortul dispozitivului.**
- ° Amprenta mica permite instalarea pe degetele vecine fara sa jeneze
- ° Digitubes® este lavabil cu apa si sapun
- ° Cu 1.5 cm de Digitube® , protejati batatura dv 10 zile in medie
- ° Vandut 1 folie de 10 cm pansament / cutie care se taie in functie de necesitatile pacientului.

SFATURI DE UTILIZARE :

Decupati un Digitube® cu o foarfeca buna la lungimea dorita

Indepartati pelicula de protectie descoperind gelul.

Întoarceți Digitubes pe față obținând un manson pe care să îl puneți pe deget poziționând gelul de Epithelium TM în contact cu zona ce doriți să o protejați.

MARIMI: Diametrul

? 22 mm.

? 25 mm.

? 33 mm.

INTRETINERE :

Să fie spălat de mână fără să fie frecat.

Se usucă natural , nu se calca.

COMPOZITIA:

Gel de silicon . țesătură poliamidă elastică

CONTRA INDICAȚII:

Produsul a fost testat cu toate testele impuse de norma ISO 10993-1. Dacă în ciuda acestora se observă o reacție alergică , opriți imediat utilizarea .și informați societatea Millet INNOVATION

Nu aplicați pe o rană neprotejată .

În cazul persoanelor suferind de arterită, diabet, polinevrită a membrelor inferioare sau ulcer varicos / nu utilizați niciodată produsul pe o plagă , supravegheați piciorul în timpul utilizării și în caz de dubiu, cereți sfatul medicului sau podologului.

Responsabilitatea Societății Millet Innovation ne poate să fie angajată în caz de utilizare neconformă sfaturilor fabricantului



Toe	a	b	c
Women	S	S	M
Men	S	M	L

Comanda acum la tel.0722 469 712 sau 021 230 17 55