


Ciorapi Medicinali Oedema TWIN 25 microfibra tip dres cu chilot unisex, varf inchis (soseta+dres) clasa 3



Ciorapi Medicinali Oedema TWIN 25 microfibra tip dres cu chilot, varf inchis (soseta+dres cu chilot)pentru femei si barbati, compresia 3 (20-30mmHg)Produs FRANTA Set ciorapi medicinali varice pentru o compresie reglabila in functie de necesitati! Setul Oedema TWIN 25 este indicat oedemurilor permanente si recomandat pacientilor care au suferit o interventie chirurgicala venoasa sau o scleroterapie!

Rating: Nu a fost evaluat încă?

Pret:

Modificator de variante de pre?:

120,00 lei

Pre?ul de vanzare cu reducere:

120,00 lei

Pre?ul de vânzare f?r? taxe: 120,00 lei

Reducere:

TVA:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Ciorapi Medicinali compresivi Oedema TWIN 25 microfibra - tip dres cu

chilot, varf inchis - (soseta+dres cu chilot) compresia 3 (20-30mmHg) - pentru femei si barbati.

Set ciorapi medicinali varice pentru o compresie reglabila in functie de necesitati! Setul Oedema TWIN 25 este indicat pentru oedem permanent,tromboza, ulcer varicos si pacientilor care au suferit o interventie chirurgicala venoasa sau o scleroterapie!

Indicatii :

° varice, umflături, după chirurgie flebologică și scleroterapie,

° chirurgie estetică ,

° pigmentare, eczemă venoasă, ulcer cicatrizat,

° tromboz? venoas? profund?,

° tulbur?ri venoase severe în sarcin?,

° insuficienta limfatica moderata sau severa , tratament pentru TVS ?i TVP,

° preven?ie ?i tratament al sindromului post- trombotic moderat sau sever.

Urmati indicatiile medicului dumneavoastra :

Oedema TWIN 25 este disponibil on varianta :

a) soseta + dres cu chilot

negru , sable .

Culori :



S/L M/N

Masuri :

Descriere :

Gama Oedema TWIN dezvoltata de laboratoarele Kreussler Pharma este unica si originala la

ora actuala . Ea permite tratarea patologiilor venoase, reglarea unei strangeri si compresii

elastice superioare clasei de compresie 2

Setul Oedema TWIN 25 este disponibil in varianta :

a) **O soseta de compresie elastica clasa 1 (10-15 mmHg)+ un dres cu chilot , de**

compresie clasa 2(15-20 mmHg), care se pune peste soseta de contentie .

Soseta de contentie (strangere) elastica care se aplica direct pe pielea piciorului este tratata in

partea exterioara cu silicon pentru a facilita ca al doilea ciorap care se suprapune primului ,sa

alunece usor peste soseta .

Beneficiile suprapunerii celor 2 perechi de ciorapi de compresie duce la o compresie

cumulativa , in functie de necesitatile si indicatiile medicale particulare fiecarui pacient ,

ajungandu-sa la o compresie 3 / 3+ / 4 /

AVANTAJUL.....ESTE ca montarea ciorapului medicinal devine usoara cu **Oedema**

TWIN. Cu cat forta de compresie a unui ciorap este mai ridicata, cu atat este mai greu de pus

pe picior. Astfel, suprapunand doua perechi de ciorapi cu o compresie diferita, obtinem exact

compresia puternica de care avem nevoie, dar ne va fi extrem de usor sa il incaltam.

Incaltarea de dimineata , cu ansamblul de soseta + dres de compresie impune o

Important :

grija speciala ,evitand sa se traga prea tare si sa se aseze fara pliuri .

Toata gama Oedema se intretine foarte usor, ciorapii putand fi spalati la masina

Intretinere :

de spalat pe un program scurt la maxim 40 de grade. **Atentie:** ciorapii nu trebuie supusi unui

program de uscare. Imediat dupa spalare, acestia trebuie uscati in conditii naturale.

Alegeti marimea in functie de dimensiunile piciorului Dumneavoastra:

a. Aflati lungimea piciorului Dumneavoastra si alegeti varianta de ciorap NORMAL daca

lungimea este mai mica de 75 cm sau LONG daca lungimea este mai mare sau egala cu 75 de

cm

b. Masurati circumferinta gleznei (b);

c. Masurati circumferinta gambei (c);

(b) CIRCUMFERINTA GLEZNEI

	18 à 20 cm	20 à 21 cm	21 à 23 cm	23 à 24 cm	24 à 27 cm
< 36 cm	SMALL (a) Normal ou Long				
de 36 à 39 cm	MEDIUM (a) Normal ou Long				
> 39 cm			LARGE (a) Normal ou Long		

CIRCUMFERINTA GAMBEI

Comanda telefonica :0722469712

Livrare in toata tara .

